

MODEL	LAB 4	LAB 5	LAB 10	LAB 20	LAB 30	LAB 47	LAB 50
Pojemność [l]	4	5	10	20	32	47	50
Szybkość parowania l/24h	0,19	0,15	0,18	0,18	0,22	0,39	0,49
SPECYFIKACJA							
Szerokość otworu [mm]	35	55,4	55,4	55,4	64	127	64
Wysokość użytkowa zbiornika [mm]	198	266	343	348	378	427	559
Wysokość całkowita zbiornika [mm]	426	462	546	622	610	673	775
Średnica zewnętrzna [mm]	185	222	260	368	432	508	432
Średnica wewnętrzna [mm]	139	165	210	289	356	419	356
Waga netto [kg]	2,7	4,0	5,4	9,0	11,4	19,0	14,0
Waga brutto [kg]	6,0	8,0	14,0	25,0	37,2	54,6	54,4